

ASSERT HC 200

1. Dados do produto



Desinfetante limpador para superfícies e artigos não-críticos, à base de quaternário de amônio de 5ª geração e aditivos especiais, proporcionando excelente resultado no processo de higienização. Tem comprovada ação de desinfecção frente às bactérias: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Indicado para hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios, consultórios, ambulatórios, clínicas veterinárias, supermercados, shoppings, indústrias, hotéis, restaurantes, escolas e condomínios. Pode ser utilizado em qualquer área e superfície que exija desinfecção e limpeza, tais como: pisos com e sem tratamento, paredes, azulejos, cerâmicas, vidros, banheiros, portas, móveis de aço.

Composição Química: Cloreto de Alquil Dimetilbenzil-amônia – Cloreto de didecil dimetil amônio, Sequestrante, Veículo, Espessante e Conservante.

Validade: 36 meses

2. Propriedades físico-químicas:

Aspecto:.....Líquido límpido
Cores..... Amarelado
Odor:.....Característico
pH:.....6,5 – 8,5
Densidade (g/mL):..... 0,9800 – 1,020

3. Modo de uso

O produto deve ser aplicado com o auxílio de esponjas, escovas ou mops, ou pode ainda ser pulverizado de maneira uniforme sobre as superfícies a serem limpas. Com o auxílio de um pano limpo e úmido, promova a remoção dos resíduos superficiais, dispensando o enxágue. Produto altamente concentrado, devendo ser diluído para sua utilização. Para desinfecção de artigos não críticos: Imergir os artigos no produto diluído na proporção de 1 parte do produto para 199 partes de água, mantendo em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível. Para Limpeza geral, diluir 01 parte do produto para 399 de água. Dependendo do tipo de sujidade, enxaguar se necessário.

4. Propriedades

- Assistência a saúde
- Ação Bactericida
- Quaternário de 5ª geração
- Rende até 2000 litros

5. Embalagem

Bombona: 2x5L

6. ANVISA

Produto Registrado na Anvisa nº 308280063.

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:

sac@audaxco.com