

## ASSERT DETERGENTE NEUTRO

### 1. Dados do produto

Assert Detergente Neutro remove com eficiência as sujeiras de origens lipídicas e proteicas. Ideal para a limpeza do instrumental cirúrgico e dos artigos médicos de forma geral, incluindo mobílias, utensílios e demais itens laváveis, como: pisos, portas, paredes, teto e vidros, encontrados em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, indústrias farmacêuticas, CMEs e demais estabelecimentos que prestam serviços de assistência a saúde.

Fórmula desenvolvida para uso em materiais diversos, garantindo praticidade e versatilidade ao produto.

**Composição química:** Tensoativos Aniônicos, Alcalinizante, Espessante, Tensoativo Não Iônico, Estabilizante, Regulador de pH, Conservante e Veículo.

**Princípio ativo:** Blend de Tensoativos Aniônicos.

**Validade concentrado:** 24 meses

**Validade diluído:** 7 dias, desde que armazenado em local seco e arejado.



### 2. Propriedades físico-químicas:

Aspecto: ..... Líquido Límpido Viscoso  
 Cor: ..... Amarelado  
 Odor: ..... Característico  
 pH: ..... 6,0 – 8,0  
 Viscosidade Copo Ford Fuso 4 (minutos): ..... 1,0' – 3,0'  
 Densidade (g/ml) ..... 1,010 – 1,030

### 3. Modo de uso

#### LIMPEZA PESADA:

Aplicar a solução sobre a superfície à ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, deixar o produto agir por 10 minutos, em seguida realizar ação mecânica e enxaguar com água corrente.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza pesada	1/50 (20mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

#### LIMPEZA MÉDIA:

Aplicar a solução sobre a superfície à ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, realizar ação mecânica, em seguida enxaguar e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza média	1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água)	5 minutos

#### MANUTENÇÃO DIÁRIA:

Aplicar a solução diretamente sobre a superfície com o auxílio de uma fibra, pano limpo ou mop. Após aplicação, deixar o produto agir por 2 minutos, em seguida enxaguar com água corrente e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Manutenção diária	1/200 (5mL do produto para cada 1 litro de água)	2 minutos

**LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, ARTIGOS E UTENSÍLIOS POR IMERSÃO:**

Diluir o produto conforme recomendação abaixo, deixar os objetos imersos por 2 minutos na solução, em seguida enxaguar e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza de instrumental, artigos e utensílios por imersão	1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água)	2 minutos

## 4. Propriedades

---

- pH neutro
- Rende até 1000 litros
- Pode ser usado em diversos tipos de materiais e pisos

## 5. Embalagem

---

Bombona: 2x5 L;

## 6. ANVISA

---

Produto Notificado na Anvisa nº: 25351.875230/2021-17

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização dele, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:

[sac@audaxco.com](mailto:sac@audaxco.com)