

## ASSERT PLUS

### 1. Dados do produto

Assert Plus é um desinfetante e limpador hospitalar à base de Quaternário de Amônio de 5ª Geração e Biguanida Polimérica (PHMB), limpa e desinfeta em única etapa, com ação em 10 minutos.

Eficácia comprovada contra fungos e bactérias, como: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Trichophyton Mentagrophytes, Candida Albicans, Acinetobacter Baumannii, Enterococcus Hirae, Klebsiella Pneumoniae (KPC).

Produto concentrado, indicado para superfícies fixas e artigos não críticos. Pode ser amplamente utilizado em diversas superfícies e equipamentos hospitalares, tais como: acrílicos, plásticos, aço inox, outros metais, vidros, pisos, paredes, mobiliários, bancadas, dentre outros. Não agride os pisos tratados. Indicado também para artigos não críticos como, suportes de soro, comadres, papagaios, termômetros, cubas rim, entre outros.



**Composição química:** Tensoativos Catiônicos, Tensoativo Não Iônico, Solvente e Veículo.

**Princípio ativo:** Cloreto De Benzil Coco Alquil Dimetil Amônio 6,50% e Polihexametileno Biguanida 4,37%.

**Validade concentrado:** 24 meses

**Validade diluído:** 24 horas

### 2. Propriedades físico-químicas:

Aspecto:..... Líquido Límpido  
 Cores.....Levemente amarelado  
 Odor:.....Característico  
 pH:.....6,9 – 8,9  
 Densidade (g/mL):.....0,920 – 1,020

### 3. Modo de uso

**Para desinfecção de superfícies fixas:**

Aplicar a solução com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop. Deixar a superfície umedecida por 10 minutos, em seguida enxaguar se necessário.

Método	Diluição	Tempo de contato
Desinfecção de superfícies fixas	1/100 (10mL do produto para 1 litro de água)	10 minutos

**Para desinfecção de artigos não críticos:**

Imergir os artigos na solução, deixar agir pelo tempo de 10 minutos. Avaliar a necessidade de repetir o processo dependendo da sujidade dos artigos. Nesta operação não necessita enxágue. Utilizá-los o mais breve possível.

Método	Diluição	Tempo de contato
Desinfecção de artigos não críticos	1/100 (10mL do produto para 1 litro de água)	10 minutos

## 4. Propriedades

---

- Quaternário de Amônio de 5ª Geração e Biguanida
- Rende até 500 litros
- Alto poder de desinfecção
- Ação em 10 minutos

## 5. Embalagem

---

Bombona: 2X5 L;

## 6. ANVISA

---

Produto Registrado na Anvisa nº 315120026

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização dele, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:

[sac@audaxco.com](mailto:sac@audaxco.com)