

## Multiuso

### 1. Dados do Produto

Assert Multiuso é um limpador hospitalar concentrado, desenvolvido para higienizar todos os tipos de pisos e superfícies laváveis, sem a necessidade de enxágue. Ideal para a limpeza de paredes, pias, azulejos, balcões, mesas de mármore, granitos e fórmicas, armários de aço, vinílico, ardósias, borracha. A formulação do Assert Multiuso foi desenvolvida para gerar pouca espuma, removendo as sujidades sem a necessidade de enxágue. Com pH neutro, não agride superfícies e pisos impermeabilizados com acabamento acrílico.



Composição Química: Alcalinizante, Tensoativo Não Iônico, Atenuador de Espuma, Conservante, Solvente e Veículo.

Validade diluído 7 dias, desde que armazenado em local seco e arejado.

Validade 24 meses

### 2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido limpo
Cor	Incolor
Odor	Característico
Densidade (g/mL)	1,010- 1,020
pH	6,0 – 8,0

### 3. Modo de Usar

**PARA LIMPEZA:** Diluir o produto em um recipiente, espalhar a solução na superfície a ser limpa com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop. Deixar agir por 10 minutos, em seguida retirar o excesso com mop, pano ou microfibra limpos. Não necessita enxágue.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza	1/120 (33mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

**MANUTENÇÃO DIÁRIA:** Diluir o produto em um recipiente, espalhar a solução na superfície a ser limpa com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, em seguida retirar o excesso residual e deixar secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Manutenção diária	1/150 (33mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

**PARA LIMPEZA COM LAVADORA AUTOMÁTICA:** Diluir o produto em um recipiente, espalhar a solução na superfície a ser limpa com auxílio de mop. Este produto não necessita enxágue.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza com lavadora automática	1/140 (33mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

### 4. Propriedades

- pH neutro
- Rende até 750 litros
- Não agride pisos tratados
- Uso em lavadoras automáticas com baixa espumação
- Sem enxágue

### 5. Embalagem

- Bombona: 2X5 L

### 6. Anvisa

Produto Notificado na Anvisa nº: 25351.874954/2021-35

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com